



CooperVision®
Live Brightly.®

Guia de especificações do produto



clariti[®] 1 day família

clariti[®] 1 day



Alta transmissão de oxigênio¹
em uma modalidade que oferece
mais saúde ocular, conforto e
praticidade.

Programa de uso
Descarte diário

Tamanho da caixa
Embalagem
com 30
unidades

Material/conteúdo de H₂O
somofilcon A / 56%

Curva base 8,6 mm
Diâmetro 14,1 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Sim
Tinta de visibilidade Não

Potência esférica
+8,00D a -10,00D
(intervalos de
0,50D acima de
-6,00)

Desenho
Asférico

clariti[®] 1 day toric



Alta transmissão de oxigênio¹
em uma modalidade que oferece
mais saúde ocular, conforto e
praticidade.

Programa de uso
Descarte diário

Tamanho da caixa
Embalagem
com 30
unidades

Material/conteúdo de H₂O
somofilcon A / 56%

Curva base 8,6 mm
Diâmetro 14,3 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Sim
Tinta de visibilidade Não

Potência esférica
Plano a -6,00D
(intervalos de 0,50D
acima de -6,00D)

-6,50D A -9,00D
(intervalos de 0,50D)

Cilindro
-0,75 -1,25 -1,75
-2,25

-0,75 -1,25 -1,75
-2,25

Eixo
10° a 180°
(intervalos de 10°)
10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 120°, 160°, 170°, 180°
10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 120°, 160°, 170°, 180°
10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

Desenho
Asférico

+0,25D a +4,00D
(intervalos de 0,25D)

-0,75 -1,25 -1,75

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 120°, 160°, 170°, 180°

clariti[®] 1 day multifocal



Alta transmissão de oxigênio¹
em uma modalidade que oferece
mais saúde ocular, conforto e
praticidade.

Programa de uso
Descarte diário

Tamanho da caixa
Embalagem
com 30
unidades

Material/conteúdo de H₂O
somofilcon A / 56%

Curva base 8,6 mm
Diâmetro 14,1 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Sim
Tinta de visibilidade Não

Potência esférica
+5,00D a -6,00D
(intervalos de
0,25D)


Adição
Low: até
+1,25 D

High: +1,50 D
até +2,50 D

Desenho
Asférico

Biofinity® família

Biofinity Energys®



Programa de uso
Uso diário

Potência esférica
+8,00D a -12,00D
(passos de 0,50D
após +/-6,00D)

Tamanho da caixa
Embalagem com 6 unidades

Desenho
Asférico - Digital Zone Optics

Material/conteúdo de H₂O
comfilcon A / 48%

Curva base 8,6 mm
Diâmetro 14,0 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Não
Tinta de visibilidade Sim

Lentes de contato tecnologicamente avançadas e projetadas para a vida digital e cotidiana.

Biofinity®



Programa de uso
Uso diário

Potência esférica
+15,00D a -20,00D
(intervalos de 0,50D acima de -6,00)

Tamanho da caixa
Embalagem com 6 unidades

Desenho
Asférico

Material/conteúdo de H₂O
comfilcon A / 48%

Curva base 8,6 mm
Diâmetro 14,0 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Não
Tinta de visibilidade Sim

Desempenho visual excepcional. Conforto extraordinário o dia todo.

Biofinity® toric e XR toric



Programa de uso
Uso diário

Potência esférica
+20,00D a -20,00D
(intervalos de 0,50D acima de -6,00)

Tamanho da caixa
Embalagem com 6 unidades

Cilindro
-0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75, -3,25, -3,75, -4,25, -4,75, -5,25, -5,75

Material/conteúdo de H₂O
comfilcon A / 48%

Eixo
5 a 180° (passos de 10°)

Curva base 8,7 mm
Diâmetro 14,5 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Não
Tinta de visibilidade Sim
Desenho
Asférico

Desempenho visual excepcional. Conforto extraordinário o dia todo.

-0,75, -1,25, -1,75, -2,25, (para os graus 0,00 a +/-10,00)

10° a 180° (intervalos de 10°)

Biofinity® multifocal



Desempenho visual extraordinário em todas as distâncias. Conforto extraordinário o dia todo.

Programa de uso	Tamanho da caixa	Material/conteúdo de H2O	Curva base	8.6mm
Uso diário ou 6 noites/7 dias estendido	Embalagem com 6 unidades	comfilcon A / 48%	Diâmetro	14.0mm
Potência esférica	Adição	Desenho	Grupo FDA	SiHy
+6,00D a -8,00D (intervalo de 0,50D acima de -6,00D)	+1,00 +1,50 +2,00 +2,50	Lentes D Lentes N	Filtro UV*	Não
			Tinta de visibilidade	Sim

Proclear® família

Proclear® 1 day



Visão nítida*, conveniência e conforto para os usuários de lentes de contato que sofrem com o ressecamento ocular.

Programa de uso	Tamanho da caixa	Material/conteúdo de H2O	Curva base	8,7mm
Descarte diário	Embalagem com 30 unidades	omafilcon A / 60%	Diâmetro	14,2mm
Potência esférica	Desenho		Grupo FDA	2
+8,00D a -12,00D (intervalos de 0,50D acima de -6,00D e +5,00D)	Asférico		Filtro UV*	Não
			Tinta de visibilidade	Sim

Proclear®



Visão clara² e conforto para os usuários de lentes de contato que sofrem com o ressecamento ocular.

Programa de uso	Tamanho da caixa	Material/conteúdo de H2O	Curva base	8,6 mm
Uso diário	Embalagem com 6 unidades	omafilcon B / 62%	Diâmetro	14,2 mm
Potência esférica	Desenho		Grupo FDA	2
+20,00D a -20,00D (intervalos de 0,50D acima de 6,00D)	Esférico		Filtro UV*	Não
			Tinta de visibilidade	Sim

Biomedics[®] família

Biomedics[®] 55 Evolution



Projetada para oferecer conforto e uma qualidade excelente a um preço acessível

Programa de uso
Programa de uso

Tamanho da caixa
Embalagem com 6 unidades

Material/conteúdo de H₂O
ocufilcon D / 55%


Curva base 8,6, 8,8 mm
Diâmetro 14,2mm
Grupo FDA 4
Filtro UV* Não
Tinta de visibilidade Sim

Potência esférica
+6,00D a -10,00D (intervalos de 0,50D acima de -6,00)

Desenho
Asférico

Avaira Vitality[™] família

Avaira Vitality[™]



Alto desempenho. Valor excepcional.

Programa de uso
Uso diário

Tamanho da caixa
Embalagem com 6 unidades

Material/conteúdo de H₂O
fanfilcon A / 55%

Curva base 8,4 mm
Diâmetro 14,2 mm
Grupo FDA SiHy
Filtro UV* Sim
Tinta de visibilidade Sim

Potência esférica
+8,00D a -12,00D (intervalos de 0,50D acima de -6,00)

Desenho
Asférico

¹ Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.

² Dados de CVI em arquivo, 2017 e 2014. Non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

*As lentes de contato com filtro UV ajudam a fornecer proteção contra a transmissão de radiação UV prejudicial aos olhos, mas não substituem óculos de proteção com absorção de UV, como óculos de proteção ou óculos de sol com absorção de UV, pois não cobrem completamente os olhos e a área circundante. Continue a usar óculos com absorção de UV conforme orientado pelo seu oftalmologista.